

 Regione Lombardia ASL Bergamo	ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE	 centro biomedico bergamasco LABORATORIO ANALISI e RICERCHE CLINICHE
---	--	--

COPROCOLTURA

RACCOLTA CON TAMPONE FECALE

idonea per **Salmonella, Shigella, Campylobacter**

CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?

Chiedere al Centro Prelievi o in Farmacia l' apposito kit per la raccolta, una busta sigillata contenente un tubo con gelatina (terreno di trasporto Cary Blair) ed un tampone (bastoncino tipo cotton-fioc).

COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE DI FECI?

- 1 raccogliere le feci su una superficie pulita e asciutta (può usare una padella da letto, un catino, un vaso da notte o mettere un sacchetto di plastica sotto il copriwater o nel bidet)
- 2 aprire la busta, togliere il tappo del tubo e buttarlo via
- 3 prendere il tampone (bastoncino tipo cotton-fioc) dalla parte del tappo e **INTINGERE LA SUA ESTREMITA' COTONATA** nelle feci (si deve sporcare di feci)
- 4 inserire il tampone, con l'estremità cotonata sporcata di feci, nel tubo contenente il terreno di trasporto, spingendolo fino nella gelatina sul fondo. L'impugnatura dell'asta funziona già da tappo per il tubo
- 5 scrivere sull'etichetta del tubo cognome, nome, data e ora della raccolta
- 6 portare il contenitore al Laboratorio nell'orario di accettazione.

Se non può consegnare subito il campione, deve conservarlo a temperatura ambiente o in frigorifero e consegnarlo entro un massimo di 24 ore.



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

**ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO**

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE



centro biomedico bergamasco
LABORATORIO ANALISI e RICERCHE CLINICHE

RACCOLTA DEL CAMPIONE FECALE IN BARATTOLO

idonea per

Clostridium difficile, Antigeni virali, Antigeni batterici, Coprocultura

CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?

Contenitore in materiale plastico monouso, senza liquido conservante, con etichetta per l'identificazione e con tappo (preferibilmente a vite) munito di palettina. Il contenitore viene consegnato dal Laboratorio.

COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE DI FECI?

1. Raccogliere le feci su una superficie pulita e asciutta (può usare una padella da letto, un catino, un vaso da notte o mettere un sacchetto di plastica sotto il copriwater o nel bidet).
Non può recuperare le feci dal wc o dal vaso della toilette; inoltre le feci non devono contenere urina o sangue mestruale
2. Con l'apposita palettina (di solito agganciata al tappo) prendere una piccola quantità di feci (circa un cucchiaino) e metterle nel contenitore. Non riempire completamente il contenitore
3. Chiudere bene il contenitore con il suo tappo a tenuta
4. Scrivere sull'etichetta cognome, nome e data della raccolta
5. Consegnare il contenitore al Laboratorio nell'orario di accettazione.

Se non riesce a consegnare subito il campione, può conservarlo:

- a. per 2 ore (a temperatura ambiente o in frigorifero) in caso di **Coprocultura;**
- b. per un massimo di 24 ore in frigorifero, in caso di ricerca **Clostridium difficile, Antigeni virali, Antigeni batterici.**