

## **ISTRUZIONE PER RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI**

RITIRARE PRESSO IL LABORATORIO IL KIT E PROCEDERE COME SEGUE:

- ESTRARRE , SENZA SVITARE IL TAPPO VERDE DAL TUBO
  
- STRISCIARE LA PARTE ZIGRINATA DELL'ASTICELLA SOPRA LE FECI PIU' VOLTE SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE, SENZA ECCEDERE NELLA QUANTITA' DI CAMPIONE.
  
- INSERIRE L'ASTICELLA NEL TUBO SENZA AVVITARE ED AGITARE VIGOROSAMENTE
  
- RICONSEGNARE IL PRELIEVO IN LABORATORIO IL PIU' RAPIDAMENTE POSSIBILE. NEL CASO LA CONSEGNA AVVENISSE DOPO QUALCHE GIORNO CONSERVARE IN FRIGORIFERO (2-8°C)

**SE FOSSE PREVISTA LA RICERCA SU TRE CAMPIONI RIPETERE LA PROCEDURA  
IN TRE EVACUAZIONE DIFFERENTI**

### **AVVERTENZE**

Non è necessaria alcuna dieta prima di eseguire il Test

NON ESEGUIRE IL TEST durante il PERIODO MESTRUALE o se si è affetti da EMORROIDI o in caso di feci DIARROICHE.

Evitare di CONTAMINARE LE FECI CON LE URINE

NON INGERIRE: qualora il liquido entri in contatto con occhi, bocca e pelle risciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico.