

## **RACCOLTA ESPETTORATO PER RICERCA CORPUSCOLI D'ASBESTO, SIDEROCITI E CTM**

L'espettorato deve essere raccolto al mattino nell'apposito contenitore fornito dal laboratorio.

Per i soggetti la cui raccolta dell'espettorato risulta difficoltosa, si consiglia, nei due giorni precedenti l'esame, la somministrazione di mucolitici o espettoranti. Il materiale salivare non è utile ai fini diagnostici

La raccolta del materiale deve essere effettuata seguendo questo procedimento:

1. Sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua;
2. Eseguire un'espettorazione profonda;
3. Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore.

Il campione può essere conservato in frigorifero

### **Note:**

- Nel contenitore fornito dal laboratorio e' presente un liquido di colore azzurro.
- La composizione di questo liquido e' la seguente:  
50% alcool etilico,  
50% acqua distillata  
Una goccia di colorante blu di metilene (il colorante non è tossico ma macchia mobili e tessuti)
- Tenere il contenitore a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore: il prodotto e' infiammabile
- Il liquido a contatto con pelle non ha azione irritante, ma da' la classica reazione dell'alcool sulla cute.
- Nel caso di schizzi nell'occhio, risciacquare immediatamente con acqua.