

ISTRUZIONE PER RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI

Tenere il tubo fuori dalla portata dei bambini.

Il liquido contenuto nel tubo non deve essere ingerito e non deve entrare in contatto con gli occhi o con le mucose. Il tubo è stato espressamente progettato per evitare la fuoriuscita del liquido. Rivolgersi immediatamente al medico se si è verificato un contatto.

Effettuare il prelievo immediatamente dopo la defecazione.

Non inserire il tubo o parte di esso nell'ano.


Non effettuare la raccolta delle feci in caso di diarrea, durante le mestruazioni, in caso di sanguinamento dal retto (ad es. emorroidi o altre cause) o se contaminate dall'urina.

Utilizzare il dispositivo una volta sola.

Non aprire o tentare di aprire il tappo trasparente.

Non è necessaria alcuna dieta prima di eseguire il Test

Porre della carta igienica all'interno del sanitario.



Raccogliere le feci in corrispondenza della carta igienica, evitando di toccare l'acqua o le urine. È più facile se ci si siede al contrario.




Svitare il tappo verde con l'asta di prelievo, mantenendo il tubo in verticale. Non agitare il tubo capovolto

RSONF01.5




Inserire l'asta nelle feci in quattro punti diversi e strisciare a croce sulla superficie.
 Ricoprire di feci solo le scanalature dell'asta.
 Non raccogliere feci in eccesso.



Reinserire il tappo verde e avvitare a fondo.
 Non riaprire. Agitare gentilmente il tubo tramite inversione



Restituire il dispositivo di raccolta per l'analisi
 Riconsegnare il prelievo in laboratorio il piu' rapidamente possibile. Nel caso la consegna avvenisse dopo qualche giorno conservare in frigorifero (2-8°c)



SE FOSSE PREVISTA LA RICERCA SU TRE CAMPIONI
RIPETERE LA PROCEDURA IN TRE EVACUAZIONE DIFFERENTI